



CIRCULAR No. 1

INVITACIÓN N° 5000003042

“COMPRA DE REPUESTOS DE CROMATOGRFÍA”

En atención a lo estipulado en la Cláusula **9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

Se aclara la descripción técnica de los ítems 1, 2, 3 y 6 de la Matriz de Evaluación Técnica del Anexo 4 de la Invitación 5000003042:

➤ **Ítem 1**

Toma muestra de gases

Material: Neoprene rubber

Tipo membrana: Better Rejection; Rejects ALL types of liquids from vapor Conexión a proceso: 3/4" NPT Rango de presión de salida: 0-50 PSI Puerto de regulación a la salida: 1/4"FNPT

Inserción del toma muestra: 12 inch

➤ **Ítem 2**

Regulador para Gas Patrón

SERIE: 3222752-01-510 para aplicaciones corrosivas y de pureza critica. Etapa: Simple; Puertos: 4 ;

Material: Cuerpo de Acero Inoxidable; Diafragma: de Acero Inoxidable 316L; Presión Máxima de

Salida: 50 PSIG; Salida: Válvula de aguja con salida MPT 1/4"; Puerto de entrada: CGA 510 Acero Inox:

Manómetro de entrada: 0 – 400 PSIG; Manómetro de salida: doble escala 0 – 100 PSI / 0-7 BAR:

Presión máxima de entrada: 3000 PSIG (210 BAR)

➤ **Ítem 3**

Regulador Para Gas Helio

SERIE: 3324352-01-580 para aplicaciones corrosivas y de ultra alta pureza critica. Etapa: Doble; Puertos: 4 ; Material: Cuerpo de Acero Inoxidable;

Diafragma: de Acero Inoxidable 316L; Presión Máxima de Salida: 250 PSIG; Salida: Válvula de aguja con salida MPT 1/4"; Puerto de entrada: CGA 580 Acero Inox: Manómetro de entrada: 0 – 4000 PSIG; Manómetro de salida: doble

escala 0 – 400 PSI / 0-27 BAR: Presión máxima de entrada: 3000 PSIG (210 BAR)

➤ **Ítem 6**

Filtro para Cromatografía

Sample conditioning system, single Stream, 400 cc/minute with liquid removal with liquid drain with liquid shut off, 2104625-001, membrane replacement kit uses A+Model 38M filter

Siendo esta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente circular.

Santa Cruz, 11 de mayo de 2022